

ATIVIDADE 03, FUNCIONALIDADES E REQUISITOS

App Respira

Disciplina: Programação para Dispositivos Móveis

Turma: GP0029VNO07A

Integrantes: Franck Patrick Hora Vasconcelos, Murilo Pedral Mota, Rafael Menezes Gonçalves, Rene Mendonça
Marinho

Da pesquisa e das personas para requisitos objetivos

Este documento transforma o que já havia sido levantado no estudo de caso, na pesquisa, nas personas e no benchmark em funcionalidades numeradas, requisitos verificáveis, CRUD e priorização, prontos para orientar o desenvolvimento.

O QUE ESTE DOCUMENTO COBRE

10 funcionalidades justificadas · 16 requisitos funcionais · 8 requisitos não funcionais · CRUD das principais informações · priorização em essenciais, importantes e secundárias.

O núcleo essencial: alívio, escuta e proteção

F01 Diário de humor com emojis

Registro rápido do humor, com nota opcional, de baixo esforço mental.

F04 CVV (188) em 1 toque

Botão fixo e vermelho, discagem direta em qualquer tela.

F06 Uso anônimo, sem cadastro

Funções básicas não exigem conta, e-mail ou senha.

F08 Botão de Pânico

Exclusão total dos dados locais e da nuvem, sob confirmação.

F02 Respiração guiada 4-7-8

Animação que induz calma e entrega alívio imediato em crise.

F05 Funcionamento offline

Diário e número do CVV funcionam sem conexão à internet.

F07 Criptografia de ponta a ponta

Diário e PHQ-9 protegidos, local e na nuvem.

Autoconhecimento e constância, sem cobrança

F03 PHQ-9 semanal com gráfico

Rastreo validado cientificamente, com evolução visível ao longo do tempo.

F10 Leitura noturna suave

Tema claro/escuro com gradientes lilás e azul, sem contraste agressivo.

F09 Notificações motivacionais

Lembretes leves e opcionais, sem gamificação nem cobrança.

POR QUE SÓ TRÊS AQUI

Estas são classificadas como importantes (F03, F09) e secundária (F10): agregam valor de autoconhecimento e conforto, mas o produto continua cumprindo sua promessa central sem elas.

O que o sistema deve fazer, parte 1

RF01 Registro de humor

Selecionar emoji entre ao menos 5 opções, com data e hora automáticas.

RF03 Histórico do diário

Exibir registros em ordem cronológica, consultáveis a qualquer momento.

RF05 Animação de respiração 4-7-8

Círculo que expande/contrai em 4s-7s-8s, repetindo até "Voltar".

RF07 Cálculo do escore PHQ-9

Calcular o escore total e armazená-lo vinculado à data.

RF02 Nota opcional no diário

Adicionar nota de texto curta e opcional a cada registro.

RF04 Exclusão de registro

Permitir excluir individualmente um registro do diário.

RF06 Questionário PHQ-9

Apresentar as 9 perguntas, uma por tela, semanalmente.

RF08 Gráfico de evolução do PHQ-9

Exibir gráfico com a evolução dos escores ao longo do tempo.

O que o sistema deve fazer, parte 2

RF09 Acesso rápido ao CVV

Botão fixo e vermelho que disque para o 188 em um toque.

RF11 Uso sem cadastro

Diário, respiração, PHQ-9 e CVV sem exigir conta, e-mail ou senha.

RF13 Botão de Pânico

Exclusão permanente de todos os dados, mediante confirmação.

RF15 Alternância de tema

Alternar entre tema claro e escuro para leitura noturna.

RF10 Cache local do número do CVV

Discagem funcionando mesmo sem conexão à internet.

RF12 Criptografia dos dados

Diário e PHQ-9 criptografados, localmente e na nuvem.

RF14 Notificações configuráveis

Push motivacionais que o usuário pode ativar ou desativar.

RF16 Funcionamento offline do diário

Criar e consultar registros offline, sincronizando depois.

As condições que o aplicativo precisa atender

RNF01 Usabilidade

Função principal acessível em até 3 interações.

RNF03 Segurança e privacidade (LGPD)

Dados sensíveis tratados com coleta mínima e exclusão garantida.

RNF05 Compatibilidade

Estável em Android e iOS, incluindo aparelhos de entrada.

RNF07 Conectividade

Nenhuma função crítica depende de rede ativa.

RNF02 Acessibilidade

Sem vibração excessiva, animação rápida ou pop-up.

RNF04 Desempenho

Consumo mínimo de bateria mesmo em sessões longas de respiração.

RNF06 Armazenamento de dados

Local por padrão; sincronização em nuvem opcional e criptografada.

RNF08 Dispositivos e SO

Testado em ao menos um Android real de entrada, além de emuladores.

Nem toda informação precisa das quatro operações

Registro de humor (diário)



Sem atualização: o histórico precisa refletir fielmente o momento do registro. Para corrigir um toque errado, o usuário exclui e cria um novo (RF01, RF03, RF04).

Número de emergência do CVV (188)



É um dado fixo, definido pela equipe de desenvolvimento. O usuário apenas consulta e disca; alterar exigiria mudança de código, não uma ação no app (RF09, RF10).

O que não pode faltar na primeira versão

ESSENCIAIS

F01 Diário de humor

F02 Respiração 4-7-8

F04 CVV em 1 toque

F05 Offline

F06 Uso anônimo

F07 Criptografia

F08 Botão de Pânico

IMPORTANTES

F03 PHQ-9 + gráfico

F09 Notificações motivacionais

SECUNDÁRIAS

F10 Alternância de tema
claro/escuro

Acesso de emergência ao CVV em um toque

Resolve o cenário de maior consequência do projeto: um usuário em crise, com atenção reduzida e possivelmente sem sinal de dados, decidindo em segundos o que fazer.

POR QUE ELA DECIDE O RESTO

O CVV fez cerca de 2 milhões de atendimentos em 2025, e o benchmark confirma que nenhuma solução concorrente oferece esse acesso de graça e em um único toque. Diferente das demais funcionalidades, que apoiam rotina e autoconhecimento, o botão do CVV é o motivo de existir do aplicativo nos momentos em que ele mais importa: se essa função falhar, o restante do produto perde sentido.